

仕様書

1. 件 名 可搬型視線計測装置の購入
2. 数 量 1 式
3. 目 的 人を対象とした認知実験において、注視位置、停留、サッカード、パシュート等の眼球運動指標及び瞳孔径を計測するため、および実験室外の環境における計測やデモンストレーションにも使用する可搬型視線計測装置を購入する。
4. 納入期限 令和 8 年 1 2 月 1 8 日
5. 納入場所 千葉県稲毛区穴川 4-9-1
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
量子生命科学研究所 4 階 X-400 室
6. 納入条件 持込渡し（宅配便等による納入を可とする）
7. 仕様・性能
可搬型視線計測装置（Tobii AB 社製 Tobii Pro フュージョン 250Hz（相当品可）） 1 式
なお、本装置は以下の仕様及び性能を満たすこと。
 - ・ USB(type-A, type-C いずれか)で接続可能なスクリーンベースのアイトラッカーであること。
 - ・ USB(type-A, type-C いずれか)での給電が可能で、計測時に外部電源を必要としないこと。
 - ・ サンプリング周波数：250Hz 以上
 - ・ 視線位置測定精度：0.5° 以下
 - ・ OS: MacOS, Windows に対応
 - ・ ソフトウェア等: Python(PsychoPy 等), Matlab(PsychToolBox 等) 経由でのキャリブレーション・計測開始・終了・データ保存等のコマンド実行が可能であること。キャリブレーション（計測パラメータ設定）については、専用ソフトウェアでの実行も可とする。
 - ・ 刺激提示・反応取得 PC に接続使用可能で、測定専用 PC を必要としないこと
 - ・ 実験室外を含む様々な環境において簡易に視線計測およびデモンストレーションを実施できるよう、ノートパソコン等の画面フレーム付近に取り付けて使用できる小型・可搬型の装置であること。取り付けの際に画面・キーボード入力の視認・操作を阻害しないこと。
 - ・ 装置の設置のために、通常のノートパソコン使用時と比較して観察距離を大幅に増加させる必要がないこと（ノートパソコンの終端から被験者の間に装置を置く必要がないこと）。
8. 検査条件
納入完了後、員数検査、外観検査及び仕様・性能に定める要件を満たしていることを確認したことを

もって検査合格とする。

9. グリーン購入法の推進

- (1) 本契約において、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に適用する環境物品（事務用品、OA機器等）の採用が可能な場合は、これを採用するものとする。
- (2) 本仕様に定める提出図書（納入印刷物）については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。

10. 協議

本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、量研と協議のうえ、その決定に従うものとする。

11. その他

据付・調整、既存品の廃棄作業は本調達に含まない。

（要求者）

部課（室）名：量子生命科学研究所
量子生命システムグループ
量子認知脳科学チーム
氏 名：山田 真希子
担当者：相澤 裕紀